

Elxexo

Therapie, die mit Ihrer Praxis mit wächst

Die modulare Therapieplattform für
maximale Behandlungsflexibilität



gymna



Improve **quality of life**





Die Flexibilität, die Ihre Praxis braucht

In Ihrer Praxis ist kein Patient wie der andere. Ob Sie mit professionellen Athleten, Senioren oder Rehabilitanden arbeiten – Ihre Behandlungsstrategie muss flexibel und zielgerichtet sein.

Elexeo wurde speziell entwickelt, um sich den Anforderungen Ihrer Praxis anzupassen. Diese modulare Plattform richtet sich nach Ihnen – nicht umgekehrt.

Elexeo passt. Heute,
morgen und weit in
die Zukunft.

Warum Elexeo wählen?

Lösungen für die echten
Herausforderungen
Ihrer Praxis.




Modular & zukunftssicher

Mit Elexeo bauen Sie eine Plattform auf, die genau zu Ihrer Behandlungsidee passt. Starten Sie einfach und erweitern Sie, wenn Ihre Praxis bereit ist. Keine überflüssige Ausstattung, keine unnötigen Investitionen – nur maximale Effizienz.

Behandeln Sie dort, wo es gebraucht wird – ohne Grenzen

Dank der Batteriemodul ist Elexeo vollständig mobil einsetzbar. Egal ob Sie in mehreren Behandlungsräumen arbeiten, Hausbesuche machen oder auf dem Sportplatz behandeln – Ihnen stehen stets alle Funktionen zur Verfügung, ohne Kompromisse.

Das clevere, tragbare Design macht mobiles Behandeln einfach und effizient.



Benutzerfreundlich & schnell

Weniger Einstellungen, mehr Behandlungen. Verlieren Sie keine kostbare Zeit mit komplizierten Konfigurationen. Dank des klaren 10-Zoll-Touchscreens, Plug-and-Play-Modulen und der intuitiven Benutzeroberfläche sind Sie mit nur einem Schritt startbereit – ganz ohne Zeitverlust oder umständliche Einstellungen.

Intelligente Funktionen – sofort einsatzbereit

Behandlungsprogramme direkt verfügbar.

Gegenanzeigen-Leitfaden für sichere Anwendung

Klinische Unterstützung nach Maß

Anatomische Bibliothek mit 91 Bereichen und Anleitungsvideos

Automatische und intelligente Erkennung angeschlossener Module

Navigation über den Touchscreen – so flüssig wie bei Ihrem Smartphone

Hygienisch, klinisch & langlebig

Ellexeo ist für den intensiven täglichen Einsatz gebaut. Das robuste Gehäuse und hochwertige Komponenten sorgen für Zuverlässigkeit – Tag für Tag.

Die komplett verglaste Frontplatte ist nahtlos, pflegeleicht und einfach zu reinigen – ideal für jede klinische Umgebung. Weniger Ausfallzeiten, geringere Kosten und mehr Zeit für das Wesentliche: Ihren Patienten.




3 bewährte Therapieanwendungen in einem Gerät

Elxexo unterstützt **Elektrotherapie, Ultraschall** und **Kombinationstherapie** – jeweils mit vorprogrammierten Behandlungsprotokollen für einen schnellen Einstieg.

Fügen Sie das Vaco-Modul hinzu, um Elektroden schnell und komfortabel mit Hilfe der Vakuumtechnologie zu platzieren. Das erhöht den Patientenkomfort.

Bewährte Therapien in einem kompakten und intuitiven Gerät: zuverlässig, leistungstark und bereit für jede Behandlungsherausforderung.





Therapie- lösungen nach Maß

Modulare Möglichkeiten,
passend zu Ihrer Praxis.

Dank des modularen Konzepts von Elexo können Sie einfach mit einer Basiseinheit starten und schrittweise mit zusätzlichen Modulen erweitern.

Elexo basiert auf einer leistungsstarken Basiseinheit mit Touchscreen, enthält das interne Netzteil und ist standardmäßig

mit einer Therapieanwendung ausgestattet.

Dank des innovativen **Plug-and-Play-Systems** fügen Sie mühelos weitere Module hinzu. Kein Aufwand – nur maximale Flexibilität.

Wählen Sie selbst Ihren Ausgangspunkt – die Basiseinheit

ET-Steuereinheit

Das Herzstück Ihres Therapiesystems

Die *Elektrotherapie*-Steuereinheit wurde für fortschrittliche Neuromodulation und Neurostimulation entwickelt, mit u.a. TENS, NMES und Mikrostrom. Die leistungsstarke 2-Kanal-Einheit unterstützt alle gängigen Stromformen und Programme zur Nerven-Muskel-Bewertung – so erhalten Sie eine flexible Plattform für

verschiedenste Behandlungen. Dank des modularen Aufbaus versorgt die Steuereinheit mühelos alle angeschlossenen Elexeo-Module und Sie steuern das gesamte System über den hochwertigen kapazitiven 10-Zoll-Touchscreen. Vollständig kompatibel mit allen Modulen – so können Sie jederzeit erweitern und Ihre Praxis anpassen.



US-Steuereinheit

Therapeutischer Ultraschall auf höchstem Niveau

Die *Ultraschall*-Steuereinheit wurde speziell für therapeutischen Ultraschall entwickelt und bietet zwei vollständig unabhängige Ultraschallkanäle, sodass Sie mehrere Behandlungen gleichzeitig durchführen können. Sie verfügen sowohl über konventionellen Ultraschall als auch LIUS und LIPUS – das eröffnet Ihnen fortschrittliche Behandlungsoptionen für vielfältige Beschwerden des Bewegungsapparats.

Die Steuereinheit versorgt alle angeschlossenen Module in Ihrem modularen System und Sie steuern alles über den kapazitiven 10-Zoll-Touchscreen. Standardmäßig werden sowohl der große als auch der kleine Ultraschallkopf mitgeliefert, damit Sie jede Behandlungsfläche optimal erreichen und sofort loslegen können. Beide verwenden die einzigartige **DynamUS***-Technologie für noch effektivere Behandlungen.



Plug-and-Play- Module



Erweitern Sie mit Ihrer idealen Konfiguration

ET-Modul

Dieses Elektrotherapie-Modul bietet exakt dieselben Anwendungsmöglichkeiten wie die ET-Steuereinheit.

Mit leistungsstarker neuromuskulärer Elektrostimulation (NMES), TENS und Mikrostrom fördern Sie die Muskelregeneration und lindern gezielt Schmerzen. Einsetzbar zur

Muskelaktivierung, Schmerzreduktion und für eine beschleunigte, optimierte Geweberegeneration.

- In Kombination mit der ET-Steuereinheit entsteht eine leistungsstarke 4-Kanal-Elektrotherapie-Einheit
- Zwei vollständig unabhängige Kanäle
- Breites Anwendungsspektrum für verschiedene Patientengruppen



US-Modul

Dieses Ultraschallmodul bietet exakt dieselben Anwendungsmöglichkeiten wie die US-Steuereinheit.

Der große Ultraschallkopf ist im Lieferumfang

enthalten und mit der einzigartigen **DynamUS***-Funktion ausgestattet.

Für Geweberegeneration, Entzündungshemmung und Tiefenwärmeanwendungen.



Vaco-Modul

Mit dem 2-Kanal-Vaco-Modul und seinem leisen, leistungsstarken Vakuumsystem platzieren Sie Elektroden schnell, einfach und komfortabel.



Batteriemodul

Dank der langen Akkulaufzeit und dem durchdachten Design können Sie Elexeo jederzeit und überall einsetzen. Ob auf dem Sportplatz, beim Hausbesuch oder in der Praxis – mit dem Batteriemodul haben Sie stets dieselbe Funktionalität wie im Behandlungsraum. Ideal für Physiotherapeuten, die Wert auf Flexibilität und Mobilität legen.





Gymna Mobile Fit

Ein ergonomischer Arbeitsplatz

Ein kompakter, ergonomischer Trolley – maßgeschneidert für Ellexeo, Gymna Ultrasound Compact und Gymna Acure.

Komfortabel in der Nutzung – sowohl im Sitzen als auch im Stehen. Dank integriertem Kabelmanagement bleibt Ihr Arbeitsplatz stets ordentlich und übersichtlich. Der Trolley wird mit einer praktischen Schublade und einem Flaschenhalter geliefert. Vier

leichtgängige Schwenkräder – zwei davon mit Bremse – sorgen für maximale Wendigkeit und Stabilität. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, damit Sie immer hygienisch arbeiten können.

Betriebsbereit geliefert und nach Wunsch erweiterbar mit einer zusätzlichen Schublade oder einer Halterung für den Ultraschallkopf.

Ihre ideale Elexeo-Konfiguration?

Entdecken Sie sie mit dem interaktiven Elexeo-Kompass. Sie starten mit den Behandlungsindikationen, die Sie häufig in Ihrer Praxis sehen, und erhalten sofort Empfehlungen zu den passenden Modulen für Ihre Arbeitsweise.

Scannen Sie den **QR-Code** oder gehen Sie zu **elexeo.gymna.com**. So stellen Sie schnell und einfach ein Gerät zusammen, das wirklich zu Ihnen passt.





**Ihre Praxis, Ihr Weg.
Elexeo zeigt Ihnen
die Richtung.**



DynamUS



Intelligente Bewegungserkennung für eine optimale Ultraschallbehandlung

Die Ultraschallköpfe von Elexeo sind mit DynamUS ausgestattet, dem Bewegungserkennungssystem von Gymna, das Sie während der Behandlung unterstützt. Es hilft Ihnen, das richtige dynamische

Bewegungstempo beizubehalten. Diese benutzerfreundliche Funktion überwacht die Geschwindigkeit, mit der sich der Ultraschallkopf über die Haut des Patienten bewegt, und gibt direkt visuelles LED-Feedback.

Zu schnell: ineffektive Behandlung – orangefarbene LED leuchtet dauerhaft.

Zu langsam: Risiko von Hotspots und inneren Gewebeschäden – orangefarbene LED blinkt.



Ihre Sicherheit
für eine optimale
Behandlungstechnik.



GTS - intelligente Unterstützung bei jeder Behandlung

Das Guided Therapy System führt Sie durch klinisches Denken zur optimalen Therapieentscheidung.

Über die benutzerfreundliche Oberfläche wählen Sie mit wenigen Klicks das passende Behandlungsprogramm aus. Sie konzentrieren sich auf Ihren Patienten – GTS übernimmt Parameter, Einstellungen und Unterstützung.

So behandeln Sie schneller, zielgerichteter und mit voller Sicherheit.



Was Ihnen GTS bietet:

Klinische Informationen: direkt verknüpft mit Ihrer gewählten Anwendung oder Ihrem Therapieziel – so führen Sie jede Behandlung fundiert durch.

Elektrodenplatzierung: deutliche Fotos zeigen Ihnen exakt, wo und wie Sie Elektroden und Zubehör platzieren – für maximale Präzision und optimalen Komfort.

Anatomische Bibliothek: übersichtliche Informationen zu muskuloskelettalen Strukturen unterstützen Sie bei jeder Therapieentscheidung.

Technische Unterstützung: Schritt-für-Schritt-Erklärungen zur gewählten Therapieform, zur Methode und zu den individuellen Parametern.

How-to-Videos: praktische Anleitungen, um Exlexo optimal zu nutzen und jede Behandlung effizient durchzuführen.

Das Ergebnis: Mit GTS arbeiten Sie schneller, effizienter und wirkungsvoller – Ihre Patienten profitieren von gezielter Therapie mit professionellem Anspruch.



Ihr smarter Partner
für zielgerichtete
Behandlungen.

Dual-Modality-Workflows

Mehr Wirkung in kürzerer Zeit

Mit Eleexo holen Sie das Maximum aus Ihren Behandlungen – dank **Dual-Modality-Workflows** führen Sie Ihre Therapiepläne effizienter und effektiver aus.

1

Kombinationstherapie: kombinieren Sie Elektrophysiotherapie und Ultraschall am selben Befund für einen erhöhten therapeutischen Effekt.

2

Simultane Therapie: behandeln Sie zwei verschiedene Zonen oder Indikationen gleichzeitig und sparen wertvolle Behandlungszeit.

3

Fügen Sie das **Vaco-Modul** hinzu, um Elektroden schnell und komfortabel mithilfe der Vakuumtechnologie zu platzieren. Dies erhöht den Patientenkomfort.





reddot winner 2025
medical devices and technology design



Starten Sie heute, wachsen Sie morgen

Nutzen Sie unseren interaktiven Kompass und entdecken Sie mit wenigen Klicks Ihre ideale Elexeo-Konfiguration. Er hilft Ihnen, das passende Gerät basierend auf Ihren Spezialisierungen und Therapieverfahren zusammenzustellen.

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie Ihr Elexeo.



Wir sind für Sie da

Mehr erfahren? Fordern Sie Ihr persönliches Angebot an oder vereinbaren sie eine Demo. Unsere Gymna-Partner stehen Ihnen mit persönlicher Beratung, Demos und Support zur Seite.

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen Gymna-Partner.



Elexeo
Improve quality of life



gymna[®]



gymna.de